

Referencia **14650**

MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA



CE




Características Técnicas.

- Mesa para exploracion ginecológica MOD. GANDÍA
- Estructura acero pintado
- Altura regulable electricamente
- Maximo: 100 mm
- Minimo: 65 cm
- Respaldo posicionable 90° desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- Asiento (soporte a pelvis) con trendeleburg eléctrico
- Piecero abatible -90° hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- Cajón recolector en acero inoxidable
- Juego de perneras apoya piernas regulables en altura
- Ruedas ocultas para su desplazamiento con sistema de fijación al suelo
- Tapizado en skay (color a elegir)



¡ IMPORTANTE ! En caso de no especificarse el color, por defecto se entendera **NEGRO**



180



75



65-100



82



0,88