

Referencia **16100**

NEGATOSCOPIO



CE

OPCIONAL: Clavija inglesa (voltaje 220v - 60Hz)



OPCIONAL: Clavija americana (voltaje 110v - 60Hz)



Características Técnicas.

- Negatoscopio de una pantalla
- Estructura chapa de acero pintado
- Pantalla de metacrilato blanco opal de 36x43 cm
- Iluminación por fluorescencia
- Pantallas e interruptores independientes
- Iluminación sin sombras
- Sistemas de fijación de las radiografías por gravedad
- Voltaje de 220v 50Hz
- Tubo de fluorescente circular de 32w por cada pantalla
- Temperatura del tubo: calor 6800° K
- Lumenes iniciales 2440
- Clavija Schuko (Europea)



38



10



48



5



0,018