

Referencia **16103**

**NEGATOSCOPIO**



CE

OPCIONAL: Clavija inglesa (voltaje 220v - 60Hz)



OPCIONAL: Clavija americana (voltaje 110v - 60Hz)



## Características Técnicas.

- Negatoscopio de dos pantallas
- Estructura chapa de acero pintado
- Pantalla de metacrilato blanco opal de 36x43 cm
- Iluminación por fluorescencia
- Pantallas e interruptores independientes
- Iluminación sin sombras
- Sistemas de fijación de las radiografías por gravedad
- Voltaje de 220v 50Hz
- Tubo de fluorescente circular de 32w por cada pantalla
- Temperatura del tubo: calor 6800° K
- Lumenes iniciales 2440
- Clavija Schuko (Europea)



74



10



48



9



0,037