

# Agitador Magnético Digital STR-D



- Agitador magnético sin motor
- Libre de mantenimiento
- Capacidad de agitación máxima 1300 RPM a 1L de agua con barra de 3.5 cm
- Control de velocidad y aceleración digital
- Temporizador para apagado automático de motor de 1-999 min
- Indicador en pantalla LCD con retroiluminación que muestra velocidad y temporizador
- Modo de bajo consumo al estar inactivo después de un minuto

## Especificaciones técnicas

Modelo		STR-D
Tipo		Agitador Magnético
Rango de velocidad		200-1300 RPM a 1L de agua y barra 35mm
Rango de Temporizador		0-999 Minutos
Control		Digital
Material		Plástico PLA
Dimensiones	Área de agitación	95x95 mm
	Completo	146mm x 114mm x 37mm
Consumo de energía		7.5w
Alimentación eléctrica		12Vcd 1A

## Incluye

- Equipo agitador 200-1300 RPM
- Barra de agitación 3.5 cm
- Fuente de alimentación
- Manual de instrucciones