

Familia de sistemas para la purificación de agua

Direct – Pure UP

Con sistema de pretratamiento de tres pasos

Alimentación: agua corriente

Opcion: simple/doble membrana RO

Agua obtenida: Tipo III (osmosis inversa)

Tipo I (agua ultrapura)

Con tanque reservorio de 30/60 lt.

Opcion: UV (185/254 nm)

Filtracion final: 0.2 μ ó 13kD



Direct – Pure EDI

Con sistema de pretratamiento de tres pasos

Alimentacion: agua corriente

Agua Obtenida: Tipo III (osmosis inversa)

Tipo II (> 5 m Ω .cm@25°C)

Con tanque reservorio de 30/60 lt.

Opcion: UV (185/254 nm)

Con modulo EDI Siemens



Direct – Pure RO

Con sistema de pretratamiento de tres pasos

Opcion: simple/doble membrana RO

Alimentacion: Agua Corriente

Agua Obtenida: Tipo III (osmosis inversa)

Con tanque reservorio de 30/60 lt.



Purist

Alimentacion: agua pura

Agua Obtenida: Tipo I (agua ultrapura)

Opcion: UV (185/254 nm)

Filtracion final: 0.2 μ ó 13kD

